

INFORMACE PRO PACIENTY K ZAŘÍZENÍ BOSO TM-2450

Dodržujte během měření následující body:

- **Vyvarujte se:**
 - kontaktu zařízení s vodou
 - nárazu, úderu nebo pádu zařízení
 - ohýbání, tahání a přetáčení hadice manžety
- Zařízení provádí měření krevního tlaku automaticky v předprogramovaných časových intervalech.
- Během měření se chovejte klidně a zejména dbejte na to, abyste nepohybovali paží, na které máte manžetu.
- Vnější rušivé vlivy, jako např. pohyby paže, na které se měření provádí, rušivé vibrace, způsobené např. jízdou autem nebo veřejnými dopravními prostředky, během měření mohou vést k chybám při měření.
- V případě nevyhodnotitelného měření se automaticky cca po 1 minutě spustí opakované měření.
- Pokud se měření provádí v nevhodnou chvíli (např. během jízdy autem nebo veřejným dopravním prostředkem), lze jej přerušit tlačítkem **START/STOP**. Měření lze pomocí tlačítka **START/STOP** později opět zapnout.
- Aby bylo možné Vaše naměřené hodnoty správně vyhodnotit, zaznamenejte, prosím, veškeré činnosti a obtíže do formuláře „Poznámky pacienta k dlouhodobému měření krevního tlaku po dobu 24 hodin“, zejména byste do tohoto formuláře měli uvést fáze spánku, fyzickou i psychickou zátěž a dobu, kdy berete léky.
- Aby byl výsledek měření krevního tlaku reprezentativní, měli byste dodržovat svůj obvyklý denní režim.
- Pro pozdější přiřazení jednotlivých měření je třeba, abyste si vedli podrobný deník.
- Po ukončení 24hodinového měření nechte zařízení zapnuté.